8/23/24, 10:05 AM labreport

Photonic Band Gap analisi dati

I dati sono stati organizzati per data in diverse run (R0, R1, ...) e catalogati nella cartella labeldata. Di seguito verranno importati tutti i dati che poi verranno nuovamente divisi in sottogruppi di interesse e analizzati.

Da notare che non tutti i campi sono presenti in tutte le misure, questo perché il paradigma di misura è cambiato in opera durante la presa dati.

```
In [ ]: %load ext autoreload
        %autoreload 1
        import numpy as np
        import pandas as pd
        import os
        import matplotlib.pyplot as plt
        from pprint import pprint
        from scipy.optimize import minimize
        %aimport utils
        from utils import *
        import importlib
        import warnings
        warnings.filterwarnings('ignore')
        %matplotlib inline
        # minimal plot style
        plt.rcParams['figure.figsize'] = [10, 5]
        # globals
        prj path = os.getcwd()
        rel path = 'labeldata
        full_path = os.path.join(prj_path, rel_path)
        files = [f for f in os.listdir(full path) if os.path.isfile(os.path.join(full pa
        print(f'importing these files:')
        pprint(files, compact=True)
        df = pd.concat([pd.read csv(os.path.join(rel path, file)) for file in files])
        print(f"list of measured samples: {df['sample'].unique()}")
        df
       importing these files:
       ['20-06-24 R1.txt', '20-06-24 R10.txt', '20-06-24 R11.txt', '20-06-24 R12.txt',
        '20-06-24 R13.txt', '20-06-24 R14.txt', '20-06-24 R15.txt', '20-06-24 R16.txt',
        '20-06-24 R17.txt', '20-06-24 R18.txt', '20-06-24 R19.txt', '20-06-24 R2.txt',
        '20-06-24 R3.txt', '20-06-24 R4.txt', '20-06-24 R5.txt', '20-06-24 R6.txt',
        '20-06-24 R7.txt', '20-06-24 R8.txt', '20-06-24 R9.txt', '30-05-24 R0.txt',
        '30-05-24_R1.txt', '30-05-24_R2.txt', '30-05-24_R4.txt', '30-05-24_R5.txt',
        '30-05-24 R6.txt', '30-05-24 R7.txt']
       list of measured samples: ['PCR' 'SIL' 'BOX' 'AIR' 'CAL']
```

8/23/24, 10:05 AM labreport

]:	id	frequency_GHz	peak_mV	sigma_peak_mV	noise_mV	sigma_noise_mV	sam
0	20- 06- 24_R1	0.250000	7.12213	1.418710e-02	0.030717	0.001266	Р
1	20- 06- 24_R1	0.333333	7.12213	9.501470e-16	0.179667	0.001633	Р
2	20- 06- 24_R1	0.416667	7.14780	0.000000e+00	0.171667	0.002733	Р
3	20- 06- 24_R1	0.500000	6.82119	0.000000e+00	0.197167	0.001329	Р
4	20- 06- 24_R1	0.583333	6.85554	1.580340e-01	0.170833	0.010534	Р
65	30- 05- 24_R7	5.666670	11.60000	NaN	0.223000	NaN	C
66	30- 05- 24_R7	5.750000	13.70000	NaN	0.257000	NaN	C
67	30- 05- 24_R7	5.833330	11.60000	NaN	0.223000	NaN	C
68	30- 05- 24_R7	5.916670	10.50000	NaN	0.211000	NaN	C
69	30- 05- 24_R7	6.000000	12.60000	NaN	0.248000	NaN	C
1980	0 rows ×	8 columns					
4							•
4							,

Analisi della distorsione del segnale

Come prima cosa è opportuno valutare la presenza di artefatti dell'apparato di misura che andranno sottratti dal segnale. Sia il generatore che l'analizzatore danno delle risposte diverse a diverse frequenze, ad esempio il generatore produce un segnale più intenso a basse frequenze, e così via. Ci sono anche gli effetti prodotti dalla scatola con la schermatura, essa produce delle onde stazionarie e delle risonanze che si sommano all'effetto del cristallo fotonico. In particolare l'analisi del rumore deve tenere conto di:

distorsioni del generatore e del ricevitore in presa diretta (CAL)

- effetti dovuti alla configurazione reciproca in aria dell'antenna e ricevitore (AIR)
- onde stazionarie dovute alla presenza dell'apparato di schermamento (BOX)

Cominciamo quindi dall'analisi di queste due per capire i loro effetti. Dal grafico "Generator \ Reciever distortion" emerge che il segnale non ha lo stesso gain su tutta la banda, andrà quindi rinormalizzato per eliminare l'amplificazione del segnale da parte dei trasmettitori in questo modo:

$$normalized_signal = \frac{signal}{cal_signal - cal_noise}$$

Lo scopo dell'esperimento non è misurare la potenza effettiva del segnale, ma capire l'effetto del cristallo fotonico nella propagazione di quest'ultimo. Possiamo quindi rimuovere il rumore in una prima parte dell'analisi e poi procedere al confronto con un particolare set di misure rinormalizzando i dati. Il paradigma che vogliamo seguire è il seguente:

- 1. Rimozione del rumore dal segnale
 - Gain effects
 - Artefatti periodici (da dove derivano?)
 - Dipendenza delle misure dal tempo
- 2. Analisi dati normalizzando su un campione di confronto

Per eliminare effetti dovuti alle fluttuazioni del segnale sarebbe da interpolare il gain con una funzione continua. Per motivi di semplicità si è scelto di usare un polinomio di secondo grado come approssimante. A questo punto vogliamo anche valutare qual'è lo spettro della misura, corretto per il gain, in diverse configurazioni via via più complesse, confrontandole due a due in modo da ricostruire gli effetti che ha cambiare qualcosa:

- 1. spettro intensità in aria
- spettro con scatola di contenimento vuota (sarà importante per i successivi confronti)
- 3. spettro con silicio a varie altezze
- 4. spettro con cristallo fotonico


Analisi del rumore e gain

Come prima cosa facciamo il fit del segnale del gain:

```
ax.plot(x,y, label = 'raw signal')
ax.plot(x, np.polyval(coeff, x), label = 'polyfit')
ax.plot(x, y / np.polyval(coeff, x), label = 'corrected, its almost 1')

ax.set_ylim(0,14)
ax.legend()
return coeff

gain_coeff = getGain()
```



Dividendo per il polinomio abbiamo normalizzato i dati: adesso tutti i valori che sono uguali a uno sono gli stessi che avrei connettendo direttamente ricevitore ed analizzatore. Un altezza normalizzata di 2 significa che ho 2 volte l'altezza del segnale del gain e così via.

Analisi dell'effetto dell'aria sulle misure

Adesso che abbiamo verificato la distorsione del segnale ad opera del generatore e analizzatore vediamo la dispersione che ha il segnale quando attraversa l'aria.

Osserveremo più avanti che la risposta del nostro segnale è molto più piccola di quando metteremo poi la scatola. Questo presumibilmente è dovuto al fatto che il segnale non può uscire dalla scatola per via delle riflessioni interne e che quindi rimane più intenso.

Si vede che il segnale a $5.8\,GHz$ è particolarmente brutto, è successo qualcosa durante le misure e per cui questo batch di misure verrà scartato dall'analisi.

```
In []: air_rawdata = df[df['sample'] == 'AIR']
    air_data = denoisePipe(air_rawdata)
    air_data = savgovFilterPipe(air_data, 5, 2)


fig, axs = plt.subplots(4,2, figsize = (25,20), sharey=True, sharex=True)
    fig.suptitle('AIR analysis.', fontsize = 16)
    fig.subplots_adjust(wspace=0, hspace=0)
    axs = axs.T.flatten()

for i, (name, group) in enumerate(air_rawdata.groupby('antenna')):
```

8/23/24, 10:05 AM

```
group.groupby('id').apply(plotThis, axs[i])
for i, (name, group) in enumerate(air data.groupby('antenna')):
        group.groupby('id').apply(plotThis, axs[i+4])
axs[0].set title('Air rawdata 5.8', y=1.0, pad=-16)
axs[1].set_title('Air rawdata HF', y=1.0, pad=-16)
axs[2].set title('Air rawdata LF', y=1.0, pad=-16)
axs[4].set title('Air cleaned savgov 5.8', y=1.0, pad=-16)
axs[5].set title('Air cleaned savgov HF', y=1.0, pad=-16)
axs[6].set title('Air cleaned savgov LF', y=1.0, pad=-16)
for ax in axs:
        ax.set(xlabel='Frequency (GHz)',
                   ylabel = 'Tension (mV)')
        ax.legend(fontsize = 'small')
# drop 5.8 because its very bad
air data = air data.query('antenna != 5.8')
processed data = processPipe(air data, 'antenna', 'savgov')
axs[3].set title('Air model HF', v=1.0, pad=-16)
axs[7].set title('Air model LF', y=1.0, pad=-16)
for i, (name, group) in enumerate(air data.groupby('antenna')):
        group.groupby('id').apply(plotThis, axs[3+4*i], alpha = 0.4)
for i, (name, group) in enumerate(processed data.groupby('antenna')):
        plotThis(group, axs[3+4*i])
formatPlot(axs)
```

```
fitting group HF with 1 samples minimization status: Optimization terminated successfully. nomal minimization weights: [1.] correlation with the data: [1. 1.] fitting group LF with 2 samples minimization status: Optimization terminated successfully. nomal minimization weights: [0.477 0.523] correlation with the data: [0.985 0.985 1.]
```




A questo punto conviene fittare i dati in gruppi dividendo per l'antenna usata:

```
In [ ]: box rawdata = df[df['sample'] == 'BOX']
        box_data = denoisePipe(box_rawdata)
        #box data = FFTFilterPipe(box data, 0.2, 5)
        box data = savgovFilterPipe(box data, 4, 2)
        # plot stuff
        fig, axs = plt.subplots(3,2, figsize = (25,15), sharex=True, sharey=True)
        fig.suptitle('BOX analysis.', fontsize = 16)
        fig.subplots_adjust(wspace=0, hspace=0)
        axs = axs.T.flatten()
        for i, (name, group) in enumerate(box_rawdata.groupby('antenna')):
                group.groupby('id').apply(plotThis, axs[i])
        for i, (name, group) in enumerate(box_data.groupby('antenna')):
                group.groupby('id').apply(plotThis, axs[i+3])
        axs[0].set title('Box rawdata HF', y=1.0, pad=-16)
        axs[1].set title('Box rawdata LF', y=1.0, pad=-16)
        axs[3].set_title('Box cleaned savgov HF', y=1.0, pad=-16)
        axs[4].set_title('Box cleaned savgov LF', y=1.0, pad=-16)
        for i, (name, group) in enumerate(box_data.groupby('antenna')):
                plotThis(group, axs[2+3*i], alpha = 0.4)
```

8/23/24, 10:05 AM

```
box data = processPipe(box data)
# append it to the processed data
processed data = pd.concat([processed data, box data])
axs[2].set title('Box model HF', y=1.0, pad=-16)
axs[5].set title('Box model LF', y=1.0, pad=-16)
for i, (name, group) in enumerate(box_data.groupby('antenna')):
         plotThis(group, axs[2+3*i])
for ax in axs:
        ax.set ylim(0,10)
formatPlot(axs)
fitting group HF with 1 samples
```

minimization status: Optimization terminated successfully. nomal minimization weights: [1.] correlation with the data: [1. 1.] fitting group LF with 1 samples minimization status: Optimization terminated successfully. nomal minimization weights: [1.] correlation with the data: [1. 1.]




Una cosa interessante da notare è che, sebbene disponiamo di sole due misure, potrebbe essere possibile ricostruire meglio il segnale vero perché i due segnali si assomigliano! Basterebbe solo riscalarli in modo opportuno, magari con un polinomio. Questa misura è buona perché nelle altre è più difficile trovare le somiglianze tra HF e LF...

Dal momento che abbiamo solo una misura per antenna non serve approfondire l'analisi ulteriormente perché non è possibile fare ulteriore statistica con i dati a disposizione. Adesso la domanda è: che cosa cambia inserendo la scatola tra le due antenne?

```
In [ ]: fig, axs = plt.subplots(2,2, figsize = (25,10))
        axs = axs.flatten()
```

```
processed data[processed data['antenna'] == 'HF'].groupby(['sample']).apply(plot
processed data[processed data['antenna'] == 'LF'].groupby(['sample']).apply(plot
for antenna name, antenna group in processed data.groupby('antenna'):
   antenna group = resamplePipe(antenna group, by='sample')
  diff = antenna group[antenna group['sample'] == 'BOX'][k.pek] - antenna group
  div = antenna_group[antenna_group['sample'] == 'BOX'][k.pek] / antenna_group[
  axs[2].plot(getResampledFreq(antenna group, 'sample'), diff, label = antenna
  axs[3].plot(getResampledFreq(antenna_group, 'sample'), div, label = antenna_n
# some more info about the plots
fig.suptitle('BOX and AIR comparison between HF and LF antennas.', fontsize = 16
axs[0].set(title = r'Cleaned signal with HF antenna')
axs[1].set(title = r'Cleaned signal with LF antenna')
axs[2].set(title = r'$Box - Air$ comparison')
axs[3].set(title = r'$Box / Air$ comparison',
                  vlabel = 'BOX to AIR ratio')
axs[2].hlines(0, 0, 6, linestyles='dashed', color = 'red')
axs[3].hlines(1, 0, 6, linestyles='dashed', color = 'red')
for ax in axs[:2]:
       ax.set ylim(0,10)
formatPlot(axs)
```

BOX and AIR comparison between HF and LF antennas



Amche qui si può notare come il segnale ad alta e bassa freguenza sia coerente. Potrebbe essere usato per combinare e ricostruire ulteriormente i dati.

Analisi del silcio

Arriviamo adesso a voler capire che effetto abbia l'aggiunta del silicio all'interno del contenitore. Abbiamo preso delle misure con il silicio semipieno ed altre con il silicio pieno. Di seguito quelle con il silicio semipieno saranno tratteggiate per distinguerle dalle altre. Sembrerebbe che lo spettro si sposti un po'tra silicio pieno e semipieno.

```
In [ ]: # prepare and clean the data
        sil rawdata = df[df['sample'] == 'SIL']
        sil data = denoisePipe(sil rawdata)
        sil data = savgovFilterPipe(sil data, 6, 3)
        # process and append ONLY THE HALF FULL to the processed data
        # this is somewhat arbitrary but we need to go on
```


abreport

```
# as simply as possible for the moment
sil to keep = ['20-06-24 R14', '20-06-24 R15']
tmp = processPipe(sil data[sil data['id'].isin(sil to keep)])
processed data = pd.concat([processed data, tmp])
# ... PLOTTING ...
fig, axs = plt.subplots(3,2, figsize = (25,15), sharex=True, sharey=True)
fig.suptitle('SIL analysis.', fontsize = 16)
fig.subplots adjust(wspace=0, hspace=0)
fig.text(.44.0, 'dashed lines represent half full silica samples')
axs = axs.T.flatten()
for i, (name, group) in enumerate(sil rawdata.groupby('antenna')):
        group.groupby('id').apply(plotThis, axs[i])
for i, (name, group) in enumerate(sil data.groupby('antenna')):
        group.groupby('id').apply(plotThis, axs[i+3])
axs[0].set title('Silica rawdata HF', y=1.0, pad = -16)
axs[1].set title('Silica rawdata LF', v=1.0, pad = -16)
axs[3].set title('Silica cleaned savgov HF', y=1.0, pad = -16)
axs[4].set title('Silica cleaned savgov LF', y=1.0, pad = -16)
# Divide the data into HF and LF
sil data[sil data['antenna'] == 'LF'].groupby('id').apply(plotThis, axs[2])
sil data[sil data['antenna'] == 'HF'].groupby('id').apply(plotThis, axs[5])
axs[2].get lines()[0].set linestyle('dashed')
axs[5].get lines()[0].set linestyle('dashed')
axs[2].set title('Silica with LF antenna', y=1.0, pad = -16)
axs[5].set title('Silica with HF antenna', y=1.0, pad = -16)
for ax in axs:
        ax.set ylim(0,10)
formatPlot(axs)
```

```
fitting group HF with 1 samples minimization status: Optimization terminated successfully. nomal minimization weights: [1.] correlation with the data: [1. 1.] fitting group LF with 1 samples minimization status: Optimization terminated successfully. nomal minimization weights: [1.] correlation with the data: [1. 1.]
```

8/23/24, 10:05 AM labreport


SII analysis



Come prima vediamo che cosa è cambiato rispetto allo step precedente in cui avevamo solo la scatola.

```
In [ ]: fig, axs = plt.subplots(2,2, figsize = (20,11))
        axs = axs.flatten()
        processed data[processed data['antenna'] == 'HF'].groupby(['sample']).apply(plot
        processed data[processed data['antenna'] == 'LF'].groupby(['sample']).apply(plot
        for antenna name, antenna group in processed data.groupby('antenna'):
           antenna_group = resamplePipe(antenna_group, by='sample')
           diff = antenna group[antenna group['sample'] == 'SIL'][k.pek] - antenna group
           div = antenna group[antenna group['sample'] == 'SIL'][k.pek] / antenna group[
           axs[2].plot(getResampledFreq(antenna group, 'sample'), diff, label = antenna
           axs[3].plot(getResampledFreq(antenna_group, 'sample'), div, label = antenna_n
        # some more info about the plots
        fig.suptitle('BOX and AIR comparison between HF and LF antennas.', fontsize = 16
        axs[0].set(title = r'Cleaned signal with HF antenna')
        axs[1].set(title = r'Cleaned signal with LF antenna')
        axs[2].set(title = r'$Sil - Box$ comparison')
        axs[3].set(title = r'$Sil / Box$ comparison',
                         vlabel = 'SIL to BOX ratio')
        axs[2].hlines(0, 0, 6, linestyles='dashed', color = 'red')
        axs[3].hlines(1, 0, 6, linestyles='dashed', color = 'red')
        for ax in axs[:2]:
                ax.set ylim(0,10)
        axs[3].set ylim(0,10)
        formatPlot(axs)
```

BOX and AIR comparison between HE and LE antennas.



Analisi del cristallo fotonico

Questa è la sezione dell'analisi di cui disponiamo più misure. I dati sono stati raccolti in batches relative alla stessa configurazione del cristallo in questo modo:

```
batch1 = ['30-05-24_R0', '30-05-24_R1', '30-05-24_R2', '30-05-24_R6']

batch2 = ['20-06-24_R1', '20-06-24_R2', '20-06-24_R3']

batch3 = ['20-06-24_R8', '20-06-24_R9', '20-06-24_R10', '20-06-24_R11']
```

- '20-06-24 R4' è relativa al primo batch con inclinazione di 8.25 deg.
- '20-06-24 R12' è l'evoluzione nel tempo del segnale nell'arco di 6 min.
- '20-06-24_R13' inclinato di 5 deg.

I dati del batch uno sono praticamente inutilizzabili, non assomigliano per nulla agli altri dati e per tanto verranno scartati.

```
In []: def PCR_PROCESSING():
    global processed_data


# prepare and clean the data
    pcr_rawdata = df[df['sample'] == 'PCR']
    pcr_data = denoisePipe(pcr_rawdata)


print('PCR samples list\n', pcr_data['id'].unique())
    batch1 = ['30-05-24_R0', '30-05-24_R1', '30-05-24_R2', '30-05-24_R6']
    batch2 = ['20-06-24_R1', '20-06-24_R2', '20-06-24_R3']
    batch3 = ['20-06-24_R8', '20-06-24_R9', '20-06-24_R10', '20-06-24_R11']

fig, axs = plt.subplots(3,2, figsize = (25,15), sharex=True, sharey=True
    fig.suptitle('PCR analysis.', fontsize = 16)
    fig.subplots_adjust(wspace=0, hspace=0)
```

```
axs = axs.T.flatten()
        for i, batch in enumerate([batch1, batch2, batch3]):
                for j, (name, group) in enumerate(pcr rawdata[pcr rawdata['id'].
                        group.groupby('id').apply(plotThis, axs[j + i])
                        axs[j+i].set title(f'batch {batch}\n PCR rawdata', y=1.
                for j, (name, group) in enumerate(pcr_data[pcr_data['id'].isin(b
                        group.groupby('id').apply(plotThis, axs[j + i +3])
                        axs[j+i+3].set title(f'batch {batch}\n PCR cleaned', y=1
        formatPlot(axs)
        for ax in axs:
                ax.set(ylim=(0,10))
        for batch in [batch2, batch3]:
                print('\nprocessing batch: ', batch)
                # process the data
                data batch = pcr data[pcr data['id'].isin(batch)]
                # resample here because it is a destructive operation
                # and should only be done in a batch at the last moment
                data batch = resamplePipe(data batch)
                processed = {}
                tmp = processPipe(data batch, by='antenna', proc name ='raw')
                processed['raw'] = tmp
                tmp = FFTFilterPipe(data batch, 0.3, 5)
                tmp = processPipe(tmp, by='antenna', proc name ='fft')
                processed['fft'] = tmp
                tmp = savgovFilterPipe(data batch, 4, 2)
                tmp = processPipe(tmp, by='antenna', proc name ='savgov')
                processed['savgov'] = tmp
                # save the data
                processed data = pd.concat([processed data, *processed.values()]
                # and plot it
                fig, axs = plt.subplots(2,2, figsize=(25,10), sharex=True)
                fig.subplots_adjust(hspace=0)
                fig.suptitle(f'Batch {batch} fitting to model.', fontsize = 16)
                axs = axs.flatten()
                for i, name in enumerate(['raw', 'fft', 'savgov']):
                        corr = corrModelToData(data batch, processed[name])[:-1]
                        processed[name].groupby(['antenna']).apply(plotThis, axs
                        data_batch.groupby('id').apply(plotThis, axs[i], alpha
                        axs[i].set_title(f'{name}, mean correlation: {corr:.3f}'
                axs[3].set title(f'Comparison between the filters', pad=-16)
                for item in processed.values():
                        item.groupby(['antenna']).apply(plotThis, axs[3])
                formatPlot(axs)
PCR PROCESSING()
```

```
PCR samples list
['20-06-24 R1' '20-06-24 R10' '20-06-24 R11' '20-06-24 R12' '20-06-24 R13'
 '20-06-24 R2' '20-06-24 R3' '20-06-24 R4' '20-06-24 R8' '20-06-24 R9'
 '30-05-24 R0' '30-05-24 R1' '30-05-24 R2' '30-05-24 R6']
processing batch: ['20-06-24 R1', '20-06-24 R2', '20-06-24 R3']
fitting group LF with 3 samples
minimization status: Optimization terminated successfully.
nomal minimization weights: [0.328 0.338 0.335]
correlation with the data: [0.992 0.994 0.995 1. ]
fitting group LF with 3 samples
minimization status: Optimization terminated successfully.
nomal minimization weights: [0.329 0.337 0.335]
correlation with the data: [0.995 0.994 0.996 1. ]
fitting group LF with 3 samples
minimization status: Optimization terminated successfully.
nomal minimization weights: [0.326 0.337 0.337]
correlation with the data: [0.993 0.995 0.998 1. ]
processing batch: ['20-06-24 R8', '20-06-24 R9', '20-06-24 R10', '20-06-24 R11']
fitting group HF with 4 samples
minimization status: Optimization terminated successfully.
nomal minimization weights: [0.246 0.265 0.25 0.238]
correlation with the data: [0.965 0.963 0.942 0.961 1. ]
fitting group HF with 4 samples
minimization status: Optimization terminated successfully.
nomal minimization weights: [0.242 0.267 0.255 0.237]
correlation with the data: [0.963 0.958 0.952 0.966 1. ]
fitting group HF with 4 samples
minimization status: Optimization terminated successfully.
nomal minimization weights: [0.247 0.263 0.249 0.241]
correlation with the data: [0.973 0.97 0.954 0.97 1. ]
```





```
In [ ]: import scipy.special
        def combineSig(df0, df1, modulation):
                # df0 is LF
                combined = df0
                combined[k.pek] = (df0[k.pek] * (1 - modulation) + df1[k.pek] * modulati
                combined[k.sig_pek] = (df0[k.sig_pek] * (1 - modulation) + df1[k.sig_pek
                return combined
        def test():
                query0 = "(process == 'savgov')\
                        and (sample == 'PCR')
                query1 = "(process == 'raw')\
                        and (sample == 'SIL') "
                modulation = scipy.special.expit(np.linspace(-3,3,60))
                batch = processed data.query(query0 + ' or ' + query1)
                batch = resamplePipe(batch, ['process', 'antenna'])
                batch = batch.droplevel(0)
                sample0 = batch.query(query0)
                sample1 = batch.query(query1)
                combined0 = combineSig( sample0[sample0['antenna'] == 'LF'],
                                                                sample0[sample0['antenna
                                                                modulation )
                combined1 = combineSig( sample1[sample1['antenna'] == 'LF'],
                                                                sample1[sample1['antenna
                                                                modulation )
                fig, axs = plt.subplots(2,2, figsize=(25,10))
                axs = axs.flatten()
                x = np.linspace(.25,6,60)
                plotThis(combined0, axs[0])
                amp = sample0[k.pek].max()
                axs[0].hlines(0, 0, 6, linestyles='dashed', color = 'red')
                axs[0].hlines(amp, 0, 6, linestyles='dashed', color = 'red')
                axs[0].plot(x, modulation * amp, alpha = 0.6, label = 'modulation')
                sample0.groupby('antenna').apply(plotThis, axs[0], alpha=0.35)
                amp = sample1[k.pek].max()
                plotThis(combined1, axs[1])
                axs[1].hlines(0, 0, 6, linestyles='dashed', color = 'red')
                axs[1].hlines(amp, 0, 6, linestyles='dashed', color = 'red')
                axs[1].plot(x, modulation * amp, alpha = 0.6, label = 'modulation')
                sample1.groupby('antenna').apply(plotThis, axs[1], alpha=0.35)
                plotThis(combined0, axs[2])
                plotThis(combined1, axs[2])
                axs[3].hlines(1, 0, 6, linestyles='dashed', color = 'red')
                diff =np.abs(combined1[k.pek] / combined0[k.pek])
                axs[3].plot(x, diff)
                axs[3].set(
                        xlabel = 'Frequency (GHz)',
```

```
ylabel = 'SIL / PCR'
)
axs[3].set_yscale('log')

axs[0].set_title(f'PCR signal combination', pad=-16)
axs[1].set_title(f'SIL signal combination', pad=-16)
axs[2].set_title(f'Comparison between PCR and SIL', pad=-16)
axs[3].set_title(f'Division in log scale', pad=-16)

formatPlot(axs[:3])
return

test()


**Consequion between PCR and SIL'
**Conse
```

Analisi della dipendenza temporale del segnale

Adesso vogliamo concentrarci su quello che sembrerebbe essere un problema di riproducibilità dei dati: a tempi diversi si misurano diverse cose. Questo è ovviamente un problema, ma forse è possibile interpolare i dati per estrarre un segnale pulito.


I dati presi in funzione del tempo non sono inseriti all'interno dei *labeldata* ma sono stati lasciati nei *rawdata*. Importandoli e facendo un plot si analizza il segnale nel tempo:

8/23/24, 10:05 AM labreport



Da questa analisi preliminare il segnale sembrerebbe essere stabile... Abbiamo anche ripetuto una stessa misura due volte, vediamo se le due misure sono coerenti. R8 R9 R10 sono tutte la stessa misura, ma R9 ed R10 hanno 60 punti, mentre R8 ne ha di più. Confrontando R9 ed R10 è possibile vedere se la misura è riproducibile.

```
In [ ]: def ReproducibilityOfTheMeasures():
                data = df[df['id'].isin(['20-06-24 R9','20-06-24 R10'])]
                print(data.tail())
                print(data['id'].unique())
                fig, ax = plt.subplots()
                for name, group in data.groupby('id'):
                        group.plot(x=k.freq, y=k.pek, yerr=k.sig pek,
                                           ax=ax, label=name)
                return
        ReproducibilityOfTheMeasures()
                   id frequency GHz
                                       peak mV sigma peak mV
                                                              noise mV
       55 20-06-24 R9
                             5.61017
                                     0.768808
                                                     0.087299
                                                              0.490667
          20-06-24 R9
                             5.70763
                                     0.863090
                                                              0.514333
         20-06-24 R9
                             5.80508
                                     0.917316
                                                     0.098674 0.562667
          20-06-24 R9
                             5.90254 0.917696
                                                     0.124338 0.593667
       59 20-06-24 R9
                             6.00000 0.987089
                                                     0.146268 0.611667
          sigma_noise_mV sample antenna
       55
                0.007763
       56
                0.006408
                            PCR
                                     HF
       57
                0.007005
                            PCR
       58
                0.006022
                            PCR
                                     HF
                            PCR
       59
                0.004676
```



Si vede dal grafico che i due segnali non sono compatibili in alcuni punti. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che l'incertezza statistica sui punti è calcolata su periodi molto brevi (circa un secondo), mentre le variazioni del segnale sono per tempi lunghi. Verrebbe anche da dire che i risultati di questo grafico sono incompatibili con l'analisi del segnale nel tempo fatta nella sezione prima in quanto le oscillazioni tra due e tre gigahertz qui sono molto maggiori di quelle osservate in tre minuti. Serviranno altri modi per rimuovere il rumore dai dati. Potrebbe anche essere che quello che abbiamo osservato fosse rumore ambientale, non è da escludere.

Ricostruzione del segnale sulle misure 8-9-10

Adesso mettiamo insieme queste tre misure per ricostruire il segnale al meglio possibile.


Il sendo di quello che verrà fatto adesso è fare un elaborazione del segnale usando la sua trasformata di Fourier, applicando due filtri:


- ampiezza: teniamo solo le frequenze che contribuiscono in maniera cospicua al segnale
- frequenza: togliamo le alte frequenze che potrebbero essere associate al rumore

La scelta di quanto filtro applicare è arbitraria e il rischio è rimuovere anche la parte di segnale che ci interessa... procediamo quindi per tentativi e vediamo se quello che otteniamo ha senso.

```
In []: data = df[df['id'].isin(['20-06-24_R8', '20-06-24_R9','20-06-24_R10'])]
   data = denoisePipe(data)
   fft_denoise = FFTFilterPipe(data, 0.4, 8, plotFFT=True)
   plotByID(fft_denoise)
```

['20-06-24_R10' '20-06-24_R9']






8/23/24, 10:


Il problema adesso è sempre quello, combinare questi segnali... Ho provato a dare un occhiata a come funzionano i filtri, ma non sembra quello di cui ho bisogno. Il modo più semplice per andare avanti e trovare un modo per ricostruire il segnale a partire da quelli che ho già vedendo la loro correlazione. Vediamo quindi se i segnali sono correlati o meno.

labreport

```
In [ ]: def CorrelationAnalysis():
                ids = ['20-06-24 R8', '20-06-24 R9','20-06-24 R10']
                data = df[df['id'].isin(ids)]
                # denoise data
                data = data.apply(denoise, axis=1)
                fig, axes = plt.subplots(1,3)
                for id, ax in zip(ids, axes.flatten()):
                        pd.plotting.autocorrelation_plot(data[data['id'] == id][k.pek],
                        ax.set title('autocorrelation %s'%id)
                        ax.set ylim(-1,1)
                # get the correlation between different columns
                series = {}
                for name, group in data.groupby('id'):
                        series[name] = group[k.pek].values
                # resample the series with 70 elements to 60
                plt.subplots()
                plt.plot(np.linspace(0,1,70) , series[ids[0]])
                series[ids[0]] = scipy.signal.resample(series[ids[0]], 60, )
                plt.plot(np.linspace(0,1,60) , series[ids[0]])
                plt.title('resampled to 60 points')
                # print(series)
                print(np.corrcoef([i for i in series.values()]))
                return
        CorrelationAnalysis()
              0.852 0.9471
       [0.852 1. 0.849]
        [0.947 0.849 1. ]]
```

8/23/24, 10:05 AM labreport





Adesso che abbiamo delle idee più chiare sulla correlazione dei dati sarebbe bello unire tutti i segnali in modo da averne uno solo che meglio li rappresenti. Possiamo fare ciò in questo modo: dati $x_1[n], x_2[n], x_3[n]$

leserieininputpossiamogenerarelalorounioney[n]\$ nel seguente modo:

$$y[i] = \sum_{k=1,2,3} a_k x_k[i]$$

tale che $\sum_k a_k = 1$, in questo modo la funzione rimane normalizzata. Ho solo due parametri liberi a_1 e a_2 e voglio massimizzare la somma delle correlazioni:

$$E = \sum_{ij} C_{ij}$$

```
ids = ['20-06-24 R8', '20-06-24 R9', '20-06-24 R10']
rawdata = df[df['id'].isin(ids)]
# denoise data
data = denoisePipe(rawdata)
data = resamplePipe(data)
# minimize
weights = [.3, .3, .3]
def negcorr(weights, dataset):
        # here the dataset is fixed while the
        # weights can change
        model = weightmean(dataset, weights)
        return -np.square(corrModelToData(dataset, model)).sum()
res = minimize(negcorr, weights, data)
print('nomal minimization weights: ', res['x'])
print('correlation with the data: ', corrModelToData(data, weightmean(da
# FFT DENOTSED DATA
fft data = denoisePipe(rawdata)
fft data = FFTFilterPipe(fft_data, 0.3, 8)
fft data = resamplePipe(fft data)
# minimize
weights = [.3, .3, .3]
fftres = minimize(negcorr, weights, fft data)
print('fft filtering minimization weights: ', fftres['x'])
print('correlation with the data: ', corrModelToData(fft data, weightmea
fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(20, 5))
axs = axs.flatten()
rawfit = weightmean(data, res['x'])
axs[0].errorbar(data[data['id'] == ids[0]][k.freq], rawfit[0], yerr=rawf
data.groupby('id').apply(plotThis, axs[0], alpha=0.3)
axs[0].set xlabel('Frequency')
axs[0].set ylabel('Amplitude')
axs[0].set title('Raw Data Fit')
axs[0].legend()
# plot
fftfit = weightmean(fft data, fftres['x'])
axs[1].errorbar(fft_data[fft_data['id'] == ids[0]][k.freq], fftfit[0], y
fft_data.groupby('id').apply(plotThis, axs[1], alpha=0.3)
axs[1].set_xlabel('Frequency')
axs[1].set_ylabel('Amplitude')
axs[1].set_title('FFT Data Fit')
axs[1].legend()
# togheter
fig, ax = plt.subplots()
x = np.linspace(0, 6, 60)
plt.errorbar(x, rawfit[0], yerr=rawfit[1], label='rawfit')
plt.errorbar(x, fftfit[0], yerr=fftfit[1], label='fftfit')
ax.set xlabel('Frequency')
ax.set vlabel('Amplitude')
ax.set_title('Comparison of Raw and FFT Fits')
ax.legend()
```

```
print(f' correlation between the two models:\n {np.corrcoef(rawfit[0], f
         print('cross correlation fft with the data: ', corrModelToData(data, wei
         print('cross correlation normal with the fftdata: ', corrModelToData(fft
         return
 TryToFitWithCorrelation()
nomal minimization weights: [0.303 0.303 0.294]
correlation with the data: [0.973 0.936 0.972 1. ]
fft filtering minimization weights: [0.304 0.299 0.296]
correlation with the data: [0.976 0.956 0.977 1. ]
correlation between the two models:
[[1. 0.963]
[0.963 1. ]]
cross correlation fft with the data: [0.927 0.923 0.925 1. ]
cross correlation normal with the fftdata: [0.936 0.93 0.937 1.
                           20-06-24 R10 PCR HF peak n
                                                                        20-06-24 R9 PCR HF peak m
                               Comparison of Raw and FFT Fits
 3.5
                                                                           - rawfit

→ fftfit

 3.0
 2.5
 2.0
  1.5
 1.0
 0.5
 0.0
                                         Frequency
```

Importante: abbiamo scelto di prendere misure a diverse frequenze, prendendo 60, poi 70 punti. L'idea era di avere più punti per rendere lo spettro più liscio ma si è rivelato uno sbaglio, perché la cosa più importante era fare statistica in quanto i nostri dati cambiano da misura a misura. Per poter confrontare tra loro i diversi campioni ho dovuto fare un *resampling* del campione a 70 punti a 60. La prossima volta sarebbe meglio ripetere la stessa misura tante volte per poter fare statistica in modo più opportuno.

In ogni caso dall'ultimo grafico si vede che i due risultati provenienti direttamente dai dati e poi dalla trasformata di fourier sono abbastanza simili a meno di alcuni punti in cui sono incompatibili, ad esempio a 2.8GHz.

8/23/24, 10:05 AM labreport

Un'altra cosa importante è che si vede che il filtro fatto sulla trasformata di Fourier funziona: il modello generato dalla trasformata di fourier è più in accordo con il campione senza filtri che il viceversa. Questo potrebbe indicare il fatto che applicando il filtro si mantiene una coerenza con i dati reali.